

疑難排解

在使用過程中若有問題，請參照以下幾點提示及可能解決的方法。

基本故障	可能引發的原因	基本排除方法
無法開機	電量不足	請即時充電
	沒有開啟	請啟動開/關鍵
無法充電	請確認充電線是否正確連接	請正確連接

勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品質保證
承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。
※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。
※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。
(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
(3) 天災、地變所發生之故障。
(4) 未出示本保證書時。
(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。
※超過保證期間得酌收材料費
※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

品質保證

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日
保證期間	壹年
顧客姓名	司有風
顧客電話	印限企
顧客地址	經銷商蓋章

勳風企業有限公司 SHUN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
新北市汐止區八通路一段94號2-1號
免付費服務專線 0800-251-175

Day Plus

溫感手部按摩儀

日本の暖かいハンドマッサージ

使用說明書



產品規格

產品名稱：溫感手部按摩儀

額定電壓：DC 5V

產品尺寸：260 X 220 X90 mm

產品型號：HF-G1537

消耗功率：5W

產品重量：約1178g

使用前請詳閱本說明書，並請妥善保存

注意事項

01. 請勿在駕駛時或在高溫、潮濕處使用手部按摩器。
02. 手部有紅腫炎症等不適症狀、施行過手部手術者，請勿使用。
03. 請勿在使用前1小時內塗抹指甲油，並請確認手掌無佩戴首飾。
04. 請將手掌放入按摩器內膽中再開機，以免氣囊超壓損壞。建議佩戴一次性手套使用該產品。
05. 存放期超過6個月時，應開箱檢查，並做通電處理。
06. 手部按摩器設計為家用電子保健產品，不適用於診斷、治療和其它商業用途。
07. 如需清潔，應使用浸有中性清潔劑的消毒棉花擦拭。禁止用水清洗產品。
08. 本按摩器有加熱功能，對溫度不敏感的使用者使用時請留意。
09. 當電源線或插頭有損壞，勿再使用本機器；為避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
10. 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

使用操作

01. 請將USB充電線的圓柱插頭插入產品DC電源插口，另一端接通5V/1 A-4A的充電器都適用，也可以使用適配器5V/1A。
02. 本機內置充電電池，在充滿電後，可用時間在不加熱情況下，可使用2-3小時左右。
03. 充電時顯示為紅色，充滿顯示藍色。
04. 將手掌手指伸展開，掌心向下放入按摩器的內膽中。
05. 開機後，請操作功能鍵享受相應按摩功能。

充電顯示燈

USB插孔(充電口)

控制面板

按摩區域



控制面板說明

時間
設置

時間設置鍵：調節按摩時間
(時間設定範圍為5—15分鐘)

氣壓

氣壓鍵：控制按摩力度，本機有三種按摩力度，用指示燈顯示。(I為低檔、II為中檔、III為高檔)

開/關

開關鍵：控制整體功能開啟或關閉

加熱

加熱鍵：按摩功能開啟時，加熱可獨立控制，加熱時指示燈亮。(I為低檔、II為高檔)

減壓

減壓鍵：控制整機減壓功能(短按為排氣解壓、長按為放氣)

模式

模式鍵：控制模式，本機有三種按摩模式(I為保健模式、II為活力模式、III為舒緩模式)

88

時間顯示